

1611054 - Molift® Transfer Pro



Déscription

Molift® Transfer Pro est une plateforme de transfert pour des transferts assis entre par exemple le lit, la (roue)chaise et les toilettes. Le Transfer Pro dispose de coussins d'assise robustes, de poignées ergonomiques et d'un repose-jambe doux pour un transfert confortable. Pour une aide et une sécurité supplémentaires pour le client, une sangle ou une ceinture Molift peut être utilisée.

Pour utiliser le Transfer Pro, il est important que le client puisse suivre des instructions, s'aider à se lever et soit stable. Le Transfer Pro favorise une approche personnelle, ce qui améliore la dignité et donne au client le sentiment qu'il participe à ses soins. De plus, le professionnel de santé est moins sollicité pendant le transfert assis-debout, car le client se lève lui-même de la chaise

Spécifications

Marque	Molift
Compatible avec	Molift Assist Sling
Charge maximale de levage	200 kg
Longueur du châssis	92 cm
Poids	28,2 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce