

## 1611054 - Molift® Transfer Pro



### Déscription

Molift® Transfer Pro est une plateforme de transfert pour des transferts assis entre par exemple le lit, la (roue)chaise et les toilettes. Le Transfer Pro dispose de coussins d'assise robustes, de poignées ergonomiques et d'un repose-jambe doux pour un transfert confortable. Pour une aide et une sécurité supplémentaires pour le client, une sangle ou une ceinture Molift peut être utilisée.

Pour utiliser le Transfer Pro, il est important que le client puisse suivre des instructions, s'aider à se lever et soit stable. Le Transfer Pro favorise une approche personnelle, ce qui améliore la dignité et donne au client le sentiment qu'il participe à ses soins. De plus, le professionnel de santé est moins sollicité pendant le transfert assis-debout, car le client se lève lui-même de la chaise.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Molift
<b>Compatible avec</b>	Molift Assist Sling
<b>Charge maximale de levage</b>	200 kg
<b>Longueur du châssis</b>	92 cm
<b>Poids</b>	28,2 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce