

## 1574094 - Cadre station debout statique LIFTER - 1 pc



### Déscription

Le cadre station debout statique LIFTER est un dispositif de réhabilitation moderne. L'actionneur électrique, avec siège intégré, offre au patient un usage autonome du dispositif au moyen de la télécommande. L'actionneur puissant peut lever des patients pesant jusqu'à 120 kg.

Il est possible d'équiper LIFTER d'un stabilisateur du torse supérieur, qui immobilise parfaitement la poitrine. Cette solution est fortement recommandée pour les patients atteints de paralysie des membres supérieurs.

Le siège du LIFTER fonctionne comme soutien pelvien qui maintient les patients dans la position adéquate et les sécurise dans l'appareil.

### Spécifications

<b>Charge maximale de levage</b>	120 kg
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	120 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce