

## 1600526 - TwinStream™ One



### Déscription

Le TwinStream™ One est adapté aux interventions standard en pneumologie/bronchoscopie, ORL et chirurgie thoracique. Le système est doté d'un système d'autotest et de calibrage automatique et fonctionne avec un seul jet (HFJV).

#### Caractéristiques:

- Sûr et puissant
- Convivialité du site
- L'étendue des fonctions peut être étendue à tout moment par l'ajout de modules optionnels.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Carl Reiner
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>sku</b>	1600526
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce