

## 1576951 - Chariot Roll avec 3 parois latérales - 715 x 810 x 1800 mm - 1 pc



### Déscription

La solution idéale pour le déplacement d'une grande variété de biens médicaux, pour la préparation des commandes, le transport du linge et des déchets, et de tous les types de linge à main dans les hôpitaux et les centres de soins résidentiels.

Les chariots roulants avec un fond en plastique ou en acier peuvent être fixés ou fermés sur 4 côtés, avec des côtés, en hauteur ou bas comme un chariot.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | France Hopital               |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 81 cm, H 180 cm            |
| <b>Profondeur du produit</b>     | 71.5 cm                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |