

## 1552330 - Éponges Ø 65 mm - pour électrode à vide Ø 60 mm - 1 x 4 pcs



### Déscription

Éponges de différents diamètres pour électrodes à vide de Enraf-Nonius. Chaque set contient quatre éponges.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Enraf-Nonius                 |
| <b>sku</b>                       | 1552330                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | Ø 65 mm                      |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |