

1517210 - Pediatric Non-Rebreather Masque (Under-The-Chin Style) + safety vent + 2.1 m - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont fabriqués en résine vinylique souple et de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques sont conçus pour une compatibilité anatomique. 50 masques par boîte.

Spécifications

Marque	Airlife
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive