

**1533337 - Manchette jambe Hydroven 3 - 3 compartiments - 84 cm -  
1 pc**



## Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre. La section du pied gonflable distribue la pression autour du pied pour assurer la circulation sanguine pendant le traitement.

## Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Huntleigh                      |
| <b>Circonférence cuisse</b>      | 72 cm                          |
| <b>Circonférence mollet</b>      | 56 cm                          |
| <b>Longueur</b>                  | 84 cm                          |
| <b>Membre</b>                    | Jambe (standard)               |
| <b>Nombre de compartiments</b>   | 3 compartiments                |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'accessoire</b>         | Brassard                       |
| <b>Type d'appareil</b>           | Hydroven                       |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                          |