

1543462 - Thermomètre sans contact FT 90 - 1 pc



Déscription

Thermomètre médical sans contact - mesure la température corporelle, ambiante et de l'objet en moins de 2 secondes. Avec une alarme de température à partir de 38°, les relevés sont affichés en C° et F°.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Code CNK	CNK 3056-330
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Taxe Bebat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543462
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre frontal
Vitesse de mesure	Quasi instantanée