

## 1543462 - Thermomètre sans contact FT 90 - 1 pc



### Déscription

Thermomètre médical sans contact - mesure la température corporelle, ambiante et de l'objet en moins de 2 secondes. Avec une alarme de température à partir de 38°, les relevés sont affichés en C° et F°.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Code CNK</b>	CNK 3056-330
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre frontal
<b>Vitesse de mesure</b>	Quasi instantanée