

## 1543550 - Balance mécanique MS01 blanc - 120 kg - 1 pc



### Déscription

Le pèse-personne mécanique est un véritable classique et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle salle de bain. L'appareil dispose d'un affichage de poids analogique facile à lire et d'une surface antidérapante. Le poids est facile à lire, dispose d'un affichage analogique du poids et d'une surface antidérapante.

## Spécifications

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Marque</b>                                 | Beurer                    |
| <b>Mémoire</b>                                | Non                       |
| <b>Code CNK</b>                               | CNK 3059-045              |
| <b>Calibré</b>                                | Non                       |
| <b>Poids max.</b>                             | 120 kg                    |
| <b>Avec tige de mesure</b>                    | Non                       |
| <b>Indication de l'IMC</b>                    | Non                       |
| <b>Fonction de mise en marche automatique</b> | Oui                       |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b>           | Oui                       |
| <b>Normes</b>                                 | ISO 9001:2015             |
| <b>Classe pèse personnes</b>                  | n/a                       |
| <b>Gradation pèse-personnes</b>               | 100 g                     |
| <b>Type d'emballage</b>                       | Pièce                     |
| <b>Type d'échelle</b>                         | Pèse-personnes mécaniques |