

1576825 - OP-G7+N Fauteuil d'examen gynécologique avec repose-jambes



Déscription

Le fauteuil d'examen OP-G7+ est conçu pour répondre à tous les besoins du spécialiste. Cette polyvalence est due à sa grande capacité de mouvement grâce à ses quatre moteurs indépendants et à son système modulaire d'accessoires, permettant au professionnel de santé de les combiner en fonction des besoins spécifiques du cabinet.

Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, en tenant compte des besoins ergonomiques et en utilisant un système de rembourrage confortable et hygiénique. Ainsi, OPTOMIC garantit la meilleure expérience pour le médecin et le patient.

Caractéristiques

- Hauteur minimale de 48 cm : conçue pour faciliter au maximum l'accès des patients.
- Capacité de levage jusqu'à 310 kg
- Facilite le mouvement pelvien
- Hauteur réglable
- Actionné par un interrupteur à main ou à pied
- Accoudoirs en option
- Disponible en plusieurs couleurs

Spécifications

Marque	Optomic
Dimensions du produit	L 66 cm, L 175 cm
Hauteur	102 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Capacité de levage	310 kg
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Commande phérférique
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce