

## 1550616 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stéthoscope - bleu caraïbes - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. est un instrument d'entrée de gamme idéal. Il est doté d'une membrane double fréquence et d'un double pavillon et ses performances acoustiques sont claires et fiables. Sa forme ovoïdale facilite la prise de tension avec brassard.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Poids du produit</b>	0.118 kg
<b>Composition</b>	Epoxy fibre de verre
<b>Digital</b>	Non
<b>Membrane réglable</b>	Oui
<b>Longueur du tube</b>	71 cm
<b>Application</b>	Examen physique
<b>Construction binaurale</b>	Single tube
<b>Couleur</b>	Bleu Caraïbes
<b>Couleur de la poignée</b>	Standard
<b>Finition du pavillon</b>	Standard
<b>La technologie du pavillon</b>	Double face
<b>Performances acoustiques</b>	6
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Lightweight II SE