

1550616 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stéthoscope - bleu caraïbes - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. est un instrument d'entrée de gamme idéal. Il est doté d'une membrane double fréquence et d'un double pavillon et ses performances acoustiques sont claires et fiables. Sa forme ovoïdale facilite la prise de tension avec brassard.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.118 kg
Composition	Epoxy fibre de verre
Digital	Non
Membrane réglable	Oui
Longueur du tube	71 cm
sku	1550616
Application	Examen physique
Construction binaurale	Single tube
Couleur	Bleu Caraïbes
Couleur de la poignée	Standard
Finition du pavillon	Standard
La technologie du pavillon	Double face
Performances acoustiques	6
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Lightweight II SE