

## 1558882 - LB 55 humidificateur d'air - 1 pc



### Déscription

Humidificateur LB 55 avec technologie d'évaporation d'eau, avec un réservoir d'eau de 6l. et il convient aux pièces de 50m<sup>2</sup>. Il a une capacité d'humidification sur 2 niveaux : 200ml/h et 400ml/h. Grâce à LB 55, vous dites adieu aux yeux secs et aux voies respiratoires irritées et à un climat intérieur optimal. Il ne dérange pas non plus car il est très silencieux et dispose d'une alarme d'arrêt/surchauffe automatique.

- Y compris les tampons anticalcaires
- Indicateur LED

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 28 cm, H 31.5 cm, L 23.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	68605
<b>Puissance</b>	380 W
<b>Taille réservoir</b>	5 L
<b>Puissance d'humidification</b>	400 milliliter per hour
<b>Réservoir d'eau amovible</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1558882
<b>Type d'emballage</b>	Pièce