

1600188 - Z-Flex Heel Boot - 2 pcs



Déscription

La **Z-Flex Heel Boot** est une solution innovante qui aide à **prévenir et à gérer les escarres au niveau du talon**. Ce protecteur avancé est conçu avec **une technologie fluidisée** et un système de déplacement d'air pour soulager complètement le talon, permettant ainsi une répartition de la pression sur le tendon d'Achille et améliorant considérablement le confort du patient.

- Avec une **chambre à air intégrée**, la Z-Flex offre un soutien supplémentaire au bas de la jambe tout en aidant à prévenir l'hyperextension du genou.
- Les **angles de positionnement réglables** au niveau de la cheville et du tibia permettent d'ajuster et de repositionner facilement la position du pied, offrant ainsi un soutien personnalisé et confortable, adapté aux besoins individuels de chaque patient.
- Un des atouts uniques de la Z-Flex Heel Boot est la présence de **sangles pratiques pour le talon**, qui permettent de protéger le talon sans retirer la botte pour les inspections.
- Une **ouverture intégrée au niveau du pied** permet en outre une évaluation rapide et efficace de l'état de la peau.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
sku	1600188
Type d'emballage	Boîte