

1102330 - Medisafe Finetouch II - autopiqueur - 1 pc



Déscription

L'autopiqueur Medisafe Finetouch II convient à la collecte de sang en toute sécurité. L'aiguille a une forme concave pour réduire la douleur lors du prélèvement de sang et a 5 positions différentes qui s'adaptent au type de peau. Le porte-lancette protège l'autopiqueur du contact avec le sang d'un précédent prélèvement, évitant ainsi le risque de contamination croisée.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	MS*FT2S
Avec autopiqueur	Oui
Compatible avec	Medisafe Finetouch II - lancettes
sku	1102330
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes te lancettes	terumo_finetouch
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce