

## 1102330 - Medisafe Finetouch II - autopiqueur - 1 pc



### Déscription

L'autopiqueur Medisafe Finetouch II convient à la collecte de sang en toute sécurité. L'aiguille a une forme concave pour réduire la douleur lors du prélèvement de sang et a 5 positions différentes qui s'adaptent au type de peau. Le porte-lancette protège l'autopiqueur du contact avec le sang d'un précédent prélèvement, évitant ainsi le risque de contamination croisée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	MS*FT2S
<b>Avec autopiqueur</b>	Oui
<b>Compatible avec</b>	Medisafe Finetouch II - lancettes
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Marque systèmes te lancettes</b>	terumo_finetouch
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce