

1532748 - Abbott thin lancettes - stériles - 200 pcs



Déscription

Les lancettes ADC FreeStyle 28G sont adaptées aux autopiqueurs FreeStyle, Precision Xceed, FreeStyle Classic, FreeStyle Freedom et FreeStyle Mini.

Spécifications

Marque	Abbott
Avec autopiqueur	Non
Compatible avec	Les dispositifs autopiqueurs d'Abbott
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes de lancettes	EasyTouch
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette régulière