

1543115 - Rehausseur toilette Swift - gris - 1 pc



Déscription

2-en-1

Le Swift est un rehausseur de toilettes de haute qualité, qui peut également être utilisé comme tabouret de douche. Cette solution polyvalente est parfaite pour les personnes ayant besoin d'un soutien supplémentaire dans la salle de bain.

Hauteur de siège réglable

La hauteur du siège du Swift est facilement réglable, ce qui lui permet de s'adapter à des conditions variées et aux besoins personnels de l'utilisateur. C'est particulièrement utile pour les personnes âgées ainsi que pour celles avec une mobilité réduite.

Application facile

Le rehausseur de toilettes peut être légèrement incliné vers l'avant, facilitant ainsi le lever et offrant un soulagement supplémentaire aux utilisateurs ayant des problèmes de hanches. Cette fonctionnalité fait du Swift un choix idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un soutien accru lors de leur visite aux toilettes.

Facile à déplacer

Grâce à son poids léger, le Swift est autoportant et facilement déplaçable. Les pieds de la chaise sont amovibles, ce qui permet de transporter facilement le tabouret, par exemple pour une utilisation dans différentes pièces ou lors de voyages.

Stabilité sur tous les types de sol

Même sur des surfaces inégales, le Swift reste stable, grâce à sa flexibilité intégrée. Cela permet aux utilisateurs de se sentir en sécurité, quel que soit le type de sol.

Spécifications

Marque	Etac
Couverture	Non
Accoudoirs	Oui
Hauteur réglable	Oui
Composition	Siège/accoudoirs : polypropylène ; Pieds de chaise : aluminium et polyamide ; Capuchons de sol : TPE
sku	1543115
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce