

1571900 - kBox4 Pro Advanced System



Déscription

Les kBox 4 sont reconnues tant pour leur qualité que pour leur technologie, l'ergonomie, l'évaluation, la recherche et les publications scientifiques. L'Advanced System comprend la plate-forme Kbox4 Pro, le kMeter II, le dispositif de réglage de l'angle, cinq volants d'inertie, une ceinture et un harnais pour les hanches (lot de 5), des chevillières, la kBar, un cale-pied, une mallette de transport pour les volants d'inertie et deux versions de kGrips.

Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour des exercices entraînant le haut du corps, le tronc et le bas du corps
- Portable, facile à transporter
- Son système de feedback bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres
- Système silencieux avec mécanisme fluide
- Pour les professionnels
- 1 -4 volants extra-larges
- Inertie jusqu'à 0,280 kgm²
- Système de rétroaction kMeter II
- Empreinte de 98 x 63 cm
- Pèse 15,5 kg

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1571900
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce