

## 1001658 - 3M™ Precise™ Agrafeuse cutanée - 5 agrafes - 1 pc



### Déscription

Ce modèle simple garantit de faibles coûts d'exploitation et offre des résultats constants et fiables. Sa petite taille pratique et son concept d'utilisation similaire à celui d'une agrafeuse offrent de nombreuses possibilités, même pour les zones du corps difficiles à atteindre. Le système de libération automatique évite les blocages, la tête incurvée assure une excellente visibilité de l'agrafe lors de l'insertion. Convient pour un usage unique, les agrafes sont acrés.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Nombre d'agrafes</b>	5
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce