

## 1550288 - Vivatmo Pro



### Déscription

**Mesure sans fil et sans entretien de la FeNO avec le Vivatmo Pro. Pour les hôpitaux et les cabinets privés.**

Principaux avantages de la mesure de la FeNO avec le Vivatmo Pro de Ganshorn :

- Mesure facile et sans erreur grâce à l'interface intuitive et au support visuel.
- Les résultats des mesures sont disponibles immédiatement après la mesure.
- Sans fil et flexible dans son utilisation.
- Chargement par induction - Vivatmo s'intègre parfaitement au flux de travail normal grâce à la lecture directe des données du patient et à la connectivité via l'interface HL7 ou GDT.
- Le Vivatmo Pro de Ganshorn ne nécessite aucune maintenance ni aucun étalonnage.
- Récompensé par le prix IF design

### Spécifications

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Marque                    | Ganshorn          |
| sku                       | 1550288           |
| Réglementation Européenne | 98/79/EC - Autres |
| Type d'emballage          | Pièce             |