

1574470 - Actimove® Talocast® Air trainer atelle de cheville < 165 cm - gauche et droite - 1 pc



Déscription

Stabilisateur de cheville réglable avec ajustement personnalisé

Il s'agit d'un stabilisateur de forme anatomique qui fixe l'articulation supérieure de la cheville. Les cellules d'air pré-gonflées et réglables assurent une compression pour réduire le gonflement et la douleur. Ainsi, les patients bénéficient d'une stabilisation adaptée à leur blessure.

- Peut être porté dans la plupart des chaussures grâce aux coquilles légères et discrètes
- Convient au pied gauche et au pied droit

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Sans latex
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce