

## 1010319 - Pro-ophta® bâtonnets ophtalmiques - stérils - 400 pcs



### Déscription

Développés spécialement pour les interventions de microchirurgie en ophtalmologie, les bâtonnets Pro-ophta® convainquent grâce à leur bonne capillarité et leur rapidité élevée d'absorption en tant que mèche chirurgicale. Sans renoncer à la rigidité nécessaire, les bâtonnets disposent d'une capacité d'absorption élevée. Les bâtonnets Pro-ophta® sont biseautés à leurs extrémités. Le matériau qui les compose les rend doux pour les tissus: Ils sont en non-tissé en viscosse et disposent d'une enveloppe absorbante en cellulose. L'utilisation des bâtonnets Pro-ophta® a fait ses preuves en particulier en chirurgie de la paupière (entropion et ectropion) et dans le cadre des opérations des muscles oculaires en cas de strabisme. En raison de leurs propriétés, les bâtonnets Pro-ophta® sont utilisés avec succès en microchirurgie.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	100% cellulose
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Méthode de sterilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	0,5 x 6 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte