

1543461 - Thermomètre multifonctionnelle infrarouge - FT 65 - 1 pc



Déscription

Un véritable outil polyvalent de **Beurer!** Outre la mesure des oreilles et du front, le thermomètre peut également déterminer les températures de surface. L'alarme de température et l'affichage de la date et de l'heure sont des compléments parfaits pour une mesure simple et pratique. Il a une fonction de 6 pouces : température de l'oreille, du front et de la surface, alarme de température, date et heure et emplacements de mémoire. Il affiche les mesures en C° et F°, avec une alarme de température LED à partir de 38°C. Ne contient ni mercure ni verre, s'éteint automatiquement.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Code CNK	CNK 3056-322
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Taxe Bebat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Multifonctionnel
Vitesse de mesure	Quasi instantanée