

## 1517241 - Aerosol Masque Pediatric (Under-The-Chin Style) - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les masques aérosol souples haut de gamme jetables AirLife® sont fabriqués à partir de résines de qualité supérieure. Les rebords effilés lisses ont été conçus pour assurer le confort du patient tout en réduisant les points d'irritation. Tous les masques AirLife® sont conçus pour s'adapter à l'anatomie du patient. Une gamme complète de masques est disponible pour correspondre aux exigences en matière de tailles pédiatriques et adultes. 50 masques par caisse.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517241
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive