

1101016 - Ensemble de genouillères - 2 pcs



Déscription

L'ensemble de genouillères sont dotés de coques en plastique blanc faciles à nettoyer. L'ensemble sont réglables en hauteur et en profondeur à l'aide des adaptateurs chromés, et grâce à la courbure du support chromé, l'ensemble de genouillères est également réglable en largeur. Les repose-pieds ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec les adaptateurs.

Spécifications

Marque	Wesseling
Stérile	Non
Composition	Plastique
sku	1101016
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Paire