

## 1554043 - PT1003 Air Pressure Therapy System



### Déscription

Le PT1003 est un appareil de thérapie par compression pneumatique. Un traitement efficace et non invasif de l'insuffisance veineuse, des plaies chroniques non cicatrisantes, des lymphoedèmes et des ulcères.

#### Caractéristiques :

- 4 chambres de compression pouvant être contournées individuellement en fonction de l'état du patient
- 2 applications possibles :

Chaque chambre est alternativement gonflée puis dégonflée (mode A).

4 chambres sont gonflées puis dégonflées (mode B)

- 3 durées de traitement : 10-20-30 minutes
- 10 niveaux de réglage de la pression

### Spécifications

<b>Marque</b>	ESRI
<b>sku</b>	1554043
<b>Type d'emballage</b>	Pièce