

1545305 - Appose™ Stapler 35R (B: 5.8 mm x L: 4.1 mm) - 12 pcs



Déscription

L'Appose™ Stapler 35R à usage unique délivrent une agrafe à la fois, en pénétrant dans la peau. La partie supérieure plate et nervurée des agrafes assure une bonne adhérence.

Utilisation: presser à fond et relâcher, ne pas tirer ou soulever lors du relâchement de la gâchette.

Spécifications

Marque	Medtronic
Composition	Plastique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte