

1017312 - Seca 761 balance mécanique avec cadran rond - classe III - 150 kg - 1 pc



Déscription

Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 kg. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

Spécifications

Marque	Seca
Dimensions du produit	L 30.3 cm, H 11.8 cm, L 47 cm
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Classe pèse personnes	Classe IIII
Gradation pèse-personnes	1 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques