

## 1017312 - Seca 761 balance mécanique avec cadran rond - classe III - 150 kg - 1 pc



### Déscription

Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 kg. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 30.3 cm, H 11.8 cm, L 47 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	150 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1017312
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe IIII
<b>Gradation pèse-personnes</b>	1 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques