

1508001 - Brassard Flexiport taille 11 - avec tuyau et connecteur - 1 pc



Déscription

Les brassards Flexiport sont jetables et peuvent être fixés directement sur tous les tensiomètres. Ils sont à usage unique afin d'éviter toute contamination croisée et sont donc destinés à être utilisés plusieurs fois sur le même patient.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Portée du brassard Flexiport	24 - 34 cm
Nombre de tuyaux	1 tuyau
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille du brassard Flexiport	Taille 11
Type brassard Flexiport	Brassard complet Flexiport
Type d'emballage	Pièce