

1554438 - CRYOAIR® MINI

Déscription

Un appareil de cryothérapie à air de dernière génération technologique. Le Cryoair Mini refroidit l'air ambiant jusqu'à -32° et souffle l'air refroidi par le tube de traitement sur les parties du corps à traiter. Différentes sondes sont disponibles pour atteindre ces zones.

Que ce soit dans le sport, le bien-être ou le traitement médical, la cryothérapie est utilisée depuis l'antiquité pour ses propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. En thérapie par air froid, une quantité précise d'air extrêmement froid est soufflée directement sur la surface de la peau, extrayant localement la chaleur du corps. Cela soulage la douleur et aide à inhiber l'inflammation.

Caractéristiques

- Très puissant, il offre un débit maximal de 1500 L/ minute.
- Simple d'utilisation grâce à son écran rétro-éclairé et ses paramètres de débit et de temps modulables
- Facilement programmable
- L'entretien est rapide
- Son coût de fonctionnement est très faible
- Pas de gestion de fourniture de gaz

Spécifications