


## 1208512 - Spéculum vaginal Collin - S - 8,5 cm x 3 cm - 1 pc



### Déscription

Disponible en différentes tailles, le spéculum vaginal Collin est fabriqué en acier de qualité allemande. Il est doté d'une vis de réglage latérale.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 3 cm, L 8.5 cm
<b>sku</b>	1208512
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type spéculum vaginal</b>	Collin