

1618065 - Mobilyzer 2 - Premium



Déscription

Le Mobilyzer Premium se caractérise par son cadre et son pied uniques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Les transitions entre l'ascenseur et le sol s'effectuent facilement, sans que le patient ne soit gêné. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que même les enfants peuvent utiliser le Mobilyzer. Le confort de marche et la sécurité sont des garanties pour votre patient !

La forme du Mobilyzer lui permet d'être utilisé comme perche à perfusion et comme aide à la marche, avec la possibilité d'y fixer divers équipements ; une combinaison unique. En combinant le Mobilyzer avec les différents accessoires, vous pouvez répondre aux besoins de différents patients.

Lors de la commande, veuillez indiquer le porte-sérum souhaité : hauteur fixe ([1618066](#)) ou hauteur variable ([1618067](#)).

Spécifications

Marque	TechniCare
Dimensions du produit	L 58 cm, L 57 cm
sku	1618065
Matériel	RVS gepolijst
Poids	120 kg
Type d'emballage	Pièce