

1551023 - Chariot à linge voor 3 sac à linges - 3 couvercles - avec pédales - wasty - 1 pc



Déscription

Porte-sacs à linge composé d'une structure en tube d'acier inoxydable Ø 20 mm avec des roulettes pivotantes Ø 80 / 100 mm et 4 pare-chocs en caoutchouc. Porte-sac en nylon, avec un anneau de fixation des sacs en acier inoxydable, charnière en plastique, intégrée au porte-sac. Couvercle en polypropylène disponible en 5 couleurs : blanc (1545852), vert (1576755), rouge (1545856), bleu (1560302) et jaune (1576756). Les couleurs sont à préciser au moment de la commande.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 1574 cm, H 980 cm
Couvercles assortis	1545852(bleu); 1545856(rouge); 1560302(vert); 1576756(jaune); 1576755(bleu)
Pédale	Oui
Profondeur du produit	600 cm
Nombre de roues	4
Support sac poubelle	Oui
Nombre de couvercles inclus	3
Composition sacs	En ligne
Configuration linge sale	3 sacs
Matériel	Acier inoxydable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce