

## 1610588 - Sterican® aiguilles - 27G x 1/2 - vert - 1000 pcs



### Déscription

Les aiguilles B. Braun Sterican® pour l'insuline avec un connecteur Luer-Lock garantissent une douleur minimale lors de l'injection. Les aiguilles sont à paroi mince et fabriquées en acier inoxydable au chrome-nickel.v

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Composition</b>	Aiguille: acier inoxydable chrome nickel, connexion Luer-Lock: polypropylène
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Longueur de l'aiguille</b>	12 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	40 mm
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Dimensions</b>	27G x 1/2"
<b>Dimensions en mm</b>	0,40 x 12 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte