

1561294 - Display avec 20 thermomètre FT 09 - 1 pc



Déscription

Mesures de fièvre simplifiées! Le thermomètre médical de **Beurer** avec technologie de mesure par contact est facile à utiliser et résistant à l'eau. Ne contient ni mercure ni verre, s'éteint automatiquement et indique la fin de la mesure. Les lectures sont affichées en °C et °F, donne une tonalité d'avertissement à partir de 37,8 °C.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Non
Non contact	Non
Embout souple	Non
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal