

## 1518375 - Smartsigns MiniPulse pulsoxymètre rechargeable - 1 pc



### Déscription

Le smartsigns MiniPulse est le nouveau modèle de la gamme de moniteurs multi-paramètres smartsigns. Cet appareil portatif au design ergonomique affiche le pouls et les niveaux de saturation en oxygène du patient sur un grand afficheur DEL haute visibilité. Des mesures fiables et rapides peuvent être effectuées sur tous les groupes de patients ? adultes, enfants et nouveau-nés. Rechargeable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce