

1571815 - Curette - flexible - 10 mm - 1 x 20 pcs



Déscription

Curette avec 2 ouvertures (une de chaque côté) pour permettre l'aspiration endo-utérine. La canule est insérée dans un embout.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Gyneas |
| Stérile | Oui |
| Composition | Polyéthylène |
| Lavable/Disposable | Jetable |
| Qualité instruments | Jetable et stérile |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Taille | 10 mm |
| Type d'emballage | Boîte |