

## 1009258 - Cold/Hot Pack Mini - 13 x 14 cm - 1 pc



### Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
<b>Stérile</b>	Non
	Non
<b>sku</b>	1009258
<b>Taille</b>	13 x 14 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce