

1023516 - Seringues à insuline Micro-Fine™ 0,5 ml - aiguille 29G x 12,7 mm - 10 x 10 pcs



Déscription

Cette seringue offre aux personnes atteintes de diabète une méthode confortable et pratique d'injection d'insuline. La seringue à insuline Micro-Fine avec aiguille est une seringue stérile à usage unique. Le capuchon de protection blanc et orange garantit la stérilité de la seringue. L'espace mort est minimal, ce qui réduit le risque de bulles d'air et évite le gaspillage d'insuline.

Spécifications

Marque	BD
Composition	Acier inoxydable chirurgicale, arbre d'aiguille électro-poli, piston caoutchouté
Stérile	Oui
sku	1023516
Contenu	0,5 ml
Dimensions	29G x 12,7 mm
Méthode de stérilisation	Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte