

1577036 - Housse bi-tec pour coussin standard Relax - XL - bleu - 1 pc



Déscription

Housse en textile Bi-Tech bleu clair pour l'coussin 'Relax standard XL' de Fico. Le Bi-tec est un matériau respirant, élastique et ignifuge. Il est également anti-acariens, anti-bactérien et anti-fongique.

Spécifications

Marque	Fico
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1577036
Lavable	40°
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce