

1575412 - CryoPen X+ - (6 applicateurs inclus) - 1 pc



Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Marque | H&O Equipments |
| Applicateurs inclus | Blanc/rouge (2 - 6 mm) Blanc/rouge (2 - 6 mm) - Applicateur de 60 mm de long Bleu/rouge (1 - 3 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) - Applicateur de 60 mm de long Jaune/rouge (7 - 20 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm) |
| Catégorie cryothérapie | Cryopen |
| Convient pour | Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Traitement cryothérapie | Tous types de lésions bénignes |
| Type d'emballage | Pièce |
| Utilisateurs | Dentistes Dermatologues Gynécologues Généralistes Vétérinaires |
| Utilisation | Utilisation intensive et variée |