

1575412 - CryoPen X+ - (6 applicateurs inclus) - 1 pc



Spécifications

Marque	H&O Equipments
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Blanc/rouge (2 - 6 mm) - Applicateur de 60 mm de long Bleu/rouge (1 - 3 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) - Applicateur de 60 mm de long Jaune/rouge (7 - 20 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Traitement cryothérapie	Tous types de lésions bénignes
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dentistes Dermatologues Gynécologues Généralistes Vétérinaires
Utilisation	Utilisation intensive et variée