

## 1539659 - Texa® compresses non-tissées - stériles - 7,5 x 7,5 cm - 50 x 2 pcs



### Déscription

Les compresses non-tissées Texa® sont des compresses douces et flexibles, doux pour les plaies, avec peu de tendance à coller. Ils sont non effilochants, sans liants ni azurants optiques et ont une forte capacité d'absorption. Ce sont des compresses alternatives économiques aux compresses de gaze traditionnelles.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Composition</b>	Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Code CNK</b>	2164-846
<b>Couches</b>	4 couches
<b>Emballer</b>	50 x 2 pcs
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Taille</b>	7,5 x 7,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte