

1539659 - Texa® compresses non-tissées - stériles - 7,5 x 7,5 cm - 50 x 2 pcs



Déscription

Les compresses non-tissées Texa® sont des compresses douces et flexibles, doux pour les plaies, avec peu de tendance à coller. Ils sont non effilochants, sans liants ni azurants optiques et ont une forte capacité d'absorption. Ce sont des compresses alternatives économiques aux compresses de gaze traditionnelles.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	Non-tissé, 67% viscose, 33% polyester - 30 grammes
Stérile	Oui
sku	1539659
Code CNK	2164-846
Couches	4 couches
Emballer	50 x 2 pcs
Méthode de sterilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	7,5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte