

1543093 - Gobelet - 300 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet facilite la nutrition et la désaltération. Le gobelet a différents points d'adhérence et convient aux personnes avec un sens affaibli ou une mauvaise coordination. Il est aussi résistant au lave-vaisselle.

Spécifications

Couverture	Oui
Anse	Oui
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
Composition	Récipient en PET/bouchon verseur: polypropylène
Contenu	300 ml
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce