


1020220 - Cold/Hot Pack Thérapie - 16 x 26 cm - 1 pc



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

| | |
|-------------------------|--|
| Marque | Dahlhausen |
| Composition | PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133 |
| Stérile | Non |
| Nombre d'unités | 1 pc |
| Taille | 16 x 26 cm |
| Type d'emballage | Pièce |